

Allegato B:

Materiali non metallici e non conduttivi nelle maschere facciali Ambu King Mask

Le Ambu King Mask sono disponibili in sette misure diverse con 5 profumazioni: Originale (non-aromatizzata), Menta, Bubble gum, Fragole e Ciliegia. Ambu King Mask è costituita da una cuffia, una cupola, una valvola di controllo e ghiera ad anello come mostrato nella figura 1.




Figura 1: Ambu King Mask

I materiali sono gli stessi tranne nella versione con anello per i pigmenti e per i profumi e i pigmenti nella cuffia. La composizione dei materiali sono elencati nella tabella 1. Questi sono non metallici e non conduttivi.

Tabella 1: Composizione delle Ambu King Mask

Componente	Materiale
Cupola	Policarbonato
Cuffia	PVC, DINCH, ATBC <u>Originale</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ftalocianina blu (CAS 147-14-8) • Acqua <u>Menta</u> <ul style="list-style-type: none"> • Ftalocianina verde (CAS 1328-53-6) • Acqua • Menta Piperita (CAS 68917-18-0) • Mentolo (CAS 125-12-2) • Olio di menta verde (CAS 8008-79-5)

	<p><u>Bubble gum</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pigmento rosso (CAS 84632-65-5) • Nero di carbone (CAS 1333-86-4) • Vanillina (CAS 121-33-5) • Butirrato Di Etile (CAS 105-54-4) • Aldeide di ciliegia (CAS 77-83-8) • Olio di arancio (CAS 8008-57-9) • Linalolo (CAS 78-70-6) • DPG (CAS 25265-71-8) <p><u>Fragola</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pigmento rosso (CAS 84632-65-5) • Etile caproate (CAS 123-66-0) • Terpene d'arancia (CAS 8008-57-9) • Aldeide di ciliegia (CAS 77-83-8) • Aldeide di pesca (CAS 104-67-6) • Linalolo (CAS 78-70-6) <p><u>Ciliegia</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Pigmento rosso (CAS 84632-65-5) • Benzaldeide (CAS 100-52-7) • Etile vanillina (CAS 121-32-4) • Aldeide di ciliegia (CAS 77-83-8) • Benzilico acetato • (CAS 140-11-4) • Ftalato Dietil (CAS 84-66-2) • Etile benzoate (CAS 93-89-0)
Colla	Loctite adesivo medicale
Valvola di controllo	Policarbonato, PP, gomma di silicone
Anello	Policarbonato, masterbatch