

Ambu® WhiteSensor 4831Q

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali

- Gel solido
- Comodo supporto in foam
- Forma a foglia ergonomica
- Comoda confezione da 3 pezzi per striscia
- Dimensione ridotta, adatta per bambini e adulti
- CND: C020501
- RDM: 2262507
- Classe dispositivo: I - non sterile
- Dispositivo monouso

Ambu® WhiteSensor 4831Q

Elettrodo per monitoraggio a breve termine in foam, per uso su pazienti adulti e pediatrici, con gel solido. Grazie al materiale di supporto flessibile in foam e alla forma

ergonomica a foglia, l'elettrodo è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.



Gel solido



Supporto
in foam

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (lunghezza x larghezza in mm)	37,5 x 37,5
Dimensione a contatto con la cute (mm ²)	1.306
Area adesiva (in mm ²)	992
Altezza escluso il connettore (in mm)	1,0
Sensore	
Materiale del sensore	Argento, cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Sistema gel	Gel solido
Area del gel (in mm ²)	201
Area del sensore (in mm ²)	79
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC - tipica	140 Ω
Voltaggio DC controbilanciato - tipico	1,0 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	11 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,2 mV/s
Instabilità al rumore interno	28 μV
Tolleranza sulla corrente di bias	5 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Si
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Si
Confezione senza PVC	Si
RAGGI X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
Busta aperta	1 mese
Busta sigillata*	24 mesi

*dalla data di produzione



Temperatura di stoccaggio

Materiali

Elettrodo	
Biocompatibile	Si
Sensore	Argento, cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Materiale di supporto	Foam in polietilene (PE)
Adesivo sul materiale di supporto	Poliacrilato
Connettore (bottoni ecc.)	Acciaio inossidabile
Etichetta	Polietilene
Foglio staccabile	PET, stampato

Confezionamento	
Busta (strati esterni/centrali/interni)	Poliestere (PET)/alluminio (Al)/Polimero
Scatola interna	Cartone ondulato stampato
Imballaggio di spedizione	Cartone ondulato stampato
Confezione standard	
Quantità/foglio	3
Quantità/busta	60
Scatola interna	600
Imballaggio di spedizione	7.200
Unità minima di vendita	7.200
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili

Quantità/busta	60
4831Q	Quantità per scatola interna/esterna 600/7.200

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 6578100
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com