

# Ambu® Man School



## Caratteristiche e benefici

- Sistema igienico Ambu per evitare l'infezione crociata
- Manichino training compatto e portatile
- Training facile della compressione del busto
- Torso chiuso
- Facilità di posizionamento degli elettrodi DAE
- Confezionamento da 10 pz per training di gruppo
- CND: Vo6
- RDM: 1570656
- Materiale privo di ftalati e lattice di gomma naturale

## AmbuMan School

AmbuMan School è il manichino per la formazione che offre reperi umani dedicato al training di tutte le procedure BLS.

Il manichino può essere utilizzato per il training realistico della compressione esterna del torso e del posizionamento degli elettrodi DAE.

Il sistema igienico unico previene la contaminazione crociata nelle demo e nella formazione dei principi della ventilazione attraverso bocca e naso.

L'AmbuMan School è destinato a essere utilizzato per la formazione degli studenti nelle scuole sotto la supervisione di un istruttore/insegnante.

### Conforme alle linee guida

L'AmbuMan School permette di effettuare un training RCP seguendo le ultime linee guida RCP internazionali.

### Compatto e portatile

Per un facile trasporto e configurazione, l'AmbuMan School ha un peso ridotto e un confezionamento compatto.

### Facile training DAE

Grazie al torso chiuso, si possono posizionare gli elettrodi di defibrillazione e si può effettuare un training realistico DAE.

## Specifiche

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Peso                           | 0,8 kg |
| Lunghezza                      | 45 cm  |
| Max profondità di compressione | 6 cm   |

## Materiale

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Cinturini          | Nylon                    |
| Piastra base       | Policarbonato            |
| Soffietto          | Elastomero termoplastico |
| Busto              | Polipropilene            |
| Testa              | Silicone                 |
| Pezzo facciale     | PVC (Polivinilcloruro)   |
| Sacca polmone      | PVC (Polivinilcloruro)   |
| Sacca per la testa | Polietilene              |

## Specifiche per l'ordinazione

| Ref.         | Descrizione                                    |
|--------------|------------------------------------------------|
| A268 007 000 | AmbuMan School (Set 10 pz)                     |
| 268 000 571  | Pezzo facciale AmbuMan School (Set 10 pz)      |
| 268 000 572  | Sacca per la testa AmbuMan School (Set 100 pz) |
| 268 000 573  | Accessori AmbuMan School (Set 10 pz)           |



Torso chiuso



Posizionamento degli elettrodi DAE



Sistema igienico Ambu



Accessori

### Ambu S.r.l.

Via Paracelso 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza MB - IT  
Tel.: +39 039 6578100  
Fax.: +39 039 6898177  
www.ambu.it

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
www.ambu.com