

AmbuMan® SAM



Caratteristiche principali

- **Formazione DAE**
AmbuMan SAM ha la forma di un torso chiuso e consente di eseguire il training della modalità di posizionamento degli elettrodi del DAE su un essere umano
- **Manichino compatto**
AmbuMan SAM è un manichino leggero che può essere trasportato e conservato facilmente
- **Caratteristiche pratiche**
AmbuMan SAM consente agli studenti di avere un'esperienza realistica della ventilazione. L'indicatore di compressione conferma la corretta profondità di compressione.
- **Materiale privo di lattice di gomma naturale**

AmbuMan® SAM

Descrizione

AmbuMan SAM è un manichino economico per formazione BLS di Ambu. AmbuMan SAM presenta l'esclusivo e brevettato sistema igienico che permette di svolgere la formazione utilizzando una maschera facciale e una sacca per la testa.

In particolare, la forma chiusa del torso con tutte le precise caratteristiche anatomiche consentono agli studenti di apprendere a pieno la tecnica BLS, compreso l'utilizzo di Defibrillatori semiautomatici (DAE) e il posizionamento dei relativi elettrodi.

Apertura vie aeree

La vie aeree sono aperte solo quando la testa è inclinata; si osserva una realistica resistenza delle vie aeree e un sollevamento del petto.

Sistema igienico

AmbuMan SAM vanta la stessa esclusiva soluzione igienica di AmbuMan con sacche per la testa monouso e maschere facciali lavabili.

Borsa compatta

La testa di AmbuMan SAM può essere posizionata all'interno del manichino in modo che tutto possa essere conservato in una piccola borsa.

Specifiche


Prodotto	Materiale
Peso	4,5 kg
Lunghezza	45 cm
Larghezza	37 cm
Altezza	25 cm
Volume massimo di insufflazione	1,8 litri
Profondità massima di compressione	7,5 cm
Temperatura di conservazione	da -20 °C a +70 °C



Spazio di conservazione e peso ridotto

Specifiche per l'ordinazione

Codice articolo	Descrizione
A268 003 000	AmbuMan SAM con 25 sacche per la testa e 1 maschera facciale, fornito in una morbida borsa per il trasporto
Accessori	
234 000 702	Sacca per la testa (fornita in set da 100)
234 000 703	Maschera facciale (fornita in set da 5)



Indicatore della profondità di compressione



Posizionamento degli elettrodi del DAE

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 6578100
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com