

Ambu® AuraOnce

SCHEMA TECNICA

Ambu AuraOnce è l'originale maschera laringea anatomicamente curva di Ambu. La maschera è monouso e adatta per l'uso in procedure anestetiche di routine e di emergenza, inclusi scenari di vie aeree difficili. È disponibile in 8 misure adatte a un'ampia gamma di pazienti. Stampata direttamente nel tubo, la forma unica rende il corretto inserimento facile e veloce.

AuraOnce è in grado di stabilire un'adeguata tenuta sopra la glottide con una bassa pressione della cuffia, riducendo così al minimo il rischio di traumi legati alla pressione ai tessuti molli. Inoltre, il materiale sottile e morbido della cuffia è in grado di adattarsi a tutte qualsiasi anatomia del paziente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Originale maschera laringea anatomicamente curva

Il design della cuffia impedisce il ripiegamento

Cuffia e tubo delle vie aeree stampati come unità singola

La cuffia morbida garantisce una buona tenuta con una bassa pressione della mucosa

Il palloncino pilota identifica le dimensioni della maschera e fornisce un'indicazione tattile del grado di gonfiaggio

Marker di profondità per monitorare il corretto inserimento

Busta con codice colore e indicazioni per l'uso

Compatibile RM

CND: R01020101

RDM: 2334266

Classe dispositivo: IIa - sterile

Ambu

SPECIFICATIONS

	Pediatrico				Adulto			
Misura maschera	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6
Codice colore sul packaging								
Peso paziente	2 - 5 kg	5 - 10 kg	10 - 20 kg	20 - 30 kg	30 - 50 kg	50 - 70 kg	70 - 100 kg	> 100 kg
Massimo volume intracuffia	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml
Massima pressione intracuffia	60 cmH ₂ O							
Dimensione massima dello strumento*	4.5 mm	5.0 mm	6.5 mm	8.2 mm	8.5 mm	9.5 mm	11.0 mm	11.0 mm
Condizioni di stoccaggio	10 °C (50 °F) a 25 °C (77 °F)							
Connettore	15 mm maschio (ISO 5356-1)							
Compatibilità con Luer della valvola di gonfiaggio	LCono Luer compatibile con apparecchiature conformi a ISO 594-1 e ISO 80369-7							
Peso maschera approssimativo	10 g	14 g	20 g	28 g	32 g	44 g	63 g	77 g
Volume interno della via ventilatoria	5.1 ± 0.6 ml	7.5 ± 0.7 ml	10.9 ± 0.6 ml	13.8 ± 0.4 ml	13.6 ± 0.4 ml	19.4 ± 0.6 ml	27.3 ± 0.5 ml	33.1 ± 0.5 ml
Caduta di pressione determinata secondo ISO 11712 allegato C	0.3 cmH ₂ O a 15 l/min	0.2 cmH ₂ O a 15 l/min	0.2 cmH ₂ O a 30 l/min	0.2 cmH ₂ O a 30 l/min	0.3 cmH ₂ O a 60 l/min	0.3 cmH ₂ O a 60 l/min	0.2 cmH ₂ O a 60 l/min	0.2 cmH ₂ O a 60 l/min
Gap interdente minimo	13 mm	15 mm	17 mm	20 mm	21 mm	24 mm	27 mm	29 mm
Lunghezza nominale della via ventilatoria interna	10.5 ± 0.6 cm	12.3 ± 0.7 cm	14.1 ± 0.8 cm	16.2 ± 1.0 cm	16.2 ± 1.0 cm	18.2 ± 1.1 cm	20.4 ± 1.2 cm	21.8 ± 1.3 cm

* La dimensione massima dello strumento è intesa come guida per la selezione del diametro appropriato di un dispositivo da far passare attraverso il tubo paziente di AuraOnce.

MATERIALI

Prodotto	Senza ftalati	Materiale
Tubo paziente	Sì	PVC
Connettore	Sì	PCTG
Palloncino pilota	Sì	PVC
Tubo pilota	Sì	PVC
Valvola	Sì	PP, PC, Gomma siliconica verde

Ambu AuraOnce non è realizzato con lattice di gomma naturale

Packaging	Quantità	Materiale
Busta	1	Tyvek®/Polietilene tereftalato (PET)/Polietilene (PE)
Scatola	10	Scatolone

SPECIFICHE ORDINAZIONE

Ref.	Misura	Tipo
321 100 000	1	Maschera laringea monouso
321 150 000	1½	Maschera laringea monouso
321 200 000	2	Maschera laringea monouso
321 250 000	2½	Maschera laringea monouso
321 300 000	3	Maschera laringea monouso
321 400 000	4	Maschera laringea monouso
321 500 000	5	Maschera laringea monouso
321 600 000	6	Maschera laringea monouso



Famiglia AuraOnce/8 misure: da 1 a 6



Cuffia AuraOnce con punta rinforzata

Ambu

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T +39 039 6578100
ambu.it



US: Rx only