

Ambu® Manometro per controllo della pressione



Caratteristiche principali

- Design semplice e robusto
- Compatibile con tutte le maschere laringee
- Calibrata in cm H₂O
- Pompetta gonfiaggio e valvola sgonfiaggio di facile utilizzo
- Quadrante grande per una visualizzazione ottimale
- Connessione di tipo Luer
- Privo di lattice
- CND: R9099
- RDM: 1456800
- Classe dispositivo: I - non sterile

Ambu® Manometro per controllo della pressione

Il manometro per il controllo della pressione si utilizza per gestire la pressione delle maschere laringee e dei tubi endotracheali con cuffie a bassa pressione.

Il manometro Ambu ha un design ergonomico ed è di facile utilizzo, grazie alla pompetta di gonfiaggio e alla valvola di sgonfiaggio integrate.

Il quadrante è composto da due zone di mediazione calibrate in cm H₂O con codice colore per una migliore visualizzazione.

La connessione di tipo Luer permette di poterlo unire alla maschera laringea o al tubo endotracheale, sia direttamente, sia attraverso il tubo di connessione.

La gestione della pressione della cuffia del tubo endotracheale è un aspetto fondamentale dell'assistenza ai pazienti intubati e ventilati meccanicamente.

Specifiche

Specifiche	
Dimensioni (lung. x larg. x alt.)	162 x 76 x 80 mm
Diametro quadrante	68 mm
Peso	148 g
Connessione tubo	Tipo Luer
Lunghezza tubo	100 cm

Materiali

Prodotto	Materiale
Maniglia di gonfiaggio	PVC
Quadrante	Alluminio/Rame/Silicone
Gancio di sospensione	Poliammide
Tubo	PVC
Bottone di regolazione della pressione	Rame/Poliammide
Quadrante trasparente	Policarbonato



Il manometro Ambu® per il controllo della pressione connesso alla maschera laringea Ambu® AuraOnce

Specifiche per l'ordinazione

Codice articolo	Tipo
321 900 000	Manometro di pressione per maschere laringee e tubi endotracheali
321 000 702	Tubo per manometro, 1 m (monouso)

Prodotto da:
VBM Medizintechnik GmbH
Einsteinstrasse 1 |
72172 Sulz a.N. |
Germania

Ambu S.r.l.
Via Paracelso 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
Tel.: +39 039 6578100
Fax.: +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
Tel. +45 7225 2000
Fax +45 7225 2053
www.ambu.com

