

Ambu® WhiteSensor CMM

Elettrodo ECG - Monouso



Caratteristiche principali

- Gel solido a elevata conduttività
- Ottima adesività
- Materiale di supporto in tessuto morbido

Ambu® WhiteSensor CMM

Ambu® WhiteSensor CMM ha come caratteristiche principali il gel solido ad alta conduttività e un adesivo forte, ma delicato sulla cute, che assicurano un'ottima qualità di segnale durante il monitoraggio ECG a lungo termine. Grazie al soffice supporto, l'elettrodo risulta facile da applicare e confortevole per il paziente durante tutto l'esame.



Gel solido



Supporto in tessuto

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni dell'elettrodo (diametro in mm)	50
Area totale (in mm ²)	1960
Area adesiva (in mm ²)	1860
Spessore escluso connettore/cavo (in mm)	-
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro di argento
Gel	Gel solido
Area del sensore (in mm ²)	78
Area di misurazione coperta dal gel (in mm ²)	200
Caratteristiche Elettriche (Ansi/aami)	
Impedenza AC - tipica	150 Ω
Voltaggio DC controilanciato - tipico	0,5 mV
Ristabilimento del sovraccarico-dopo defibrillazione - tipico	15 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0,3 mV/s
Instabilità e rumore interno	<10 μV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<10 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	30 giorni
In busta chiusa	36 mesi*

*dalla data di produzione

Materiali

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento./cloruro argento (Ag/AgCl)
Spugna	-
Supporto esterno	Velo morbido
Adesivo esterno	Acrilato
Parte superiore foglio in	PET
Connettore (bottone)	Acciaio inossidabile
Foglio	Foglio siliconizzato e PET
Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Carta
Scatole	Cartone

Confezione standard	
Quantità/foglio	1
Quantità/busta	30
Quantità/scatola	1500/6000
Ordine minimo	1500

Opzioni	
Connettori	S
Precauzione	
Dispositivo monouso	

Configurazioni disponibili*

Quantità/busta	30
	Quantità per scatola interna/esterna
CMM-00-S	1500/6000

- Codice
- Lunghezza del cavo
- Connettore

*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i Paesi.

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 657811
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com