

Maschera facciale monouso Ambu®



Caratteristiche principali

- Cupola chiara e trasparente per facilitare l'osservazione della condizione del paziente
- Cupola con superficie di appoggio per il pollice per facilitare la presa
- La cuffia morbida, modellata e riempita d'aria assicura una tenuta aderente al viso del paziente
- Fornita con anello a ganci facile da rimuovere se non necessario
- Essendo monouso elimina i costi/tempi di pulizia, di sterilizzazione e di disinfezione
- Tutte le misure sono confezionate singolarmente in confezioni non sterili da 20 unità
- Materiale privo di ftalati e lattice di gomma naturale

Maschera facciale monouso Ambu®

Descrizione

La maschera facciale monouso è una maschera modellata anatomicamente destinata alla somministrazione di ossigeno e alla ventilazione dei pazienti.

La maschera facciale è disponibile in una gamma completa di 6 misure diverse per garantire che l'operatore sia sempre in grado di trovare la maschera adatta a ciascun paziente.

Caratteristiche

Si tratta di una maschera facciale monouso disponibile con e senza valvola di gonfiaggio. La maschera facciale presenta una superficie di appoggio per il pollice per facilitare la manipolazione, assicurando al contempo una tenuta affidabile.

La conformazione della maschera fa sì che la forma interna della cupola presenti spazio sufficiente per la bocca e per il naso, anche quando viene applicata pressione sulla maschera.

Specifiche per l'ordinazione

Codice articolo	Tipo
000 252 051	Maschera facciale monouso Ambu mis. 00 neonatale
000 252 052	Maschera facciale monouso Ambu mis. 1 infante
000 252 053	Maschera facciale monouso Ambu mis. 2 per bambini
000 252 054	Maschera facciale monouso Ambu mis. 3 per adulti/bambini
000 252 055	Maschera facciale monouso Ambu mis. 4 media per adulti
000 252 056	Maschera facciale monouso Ambu mis. 5 grande per adulti
000 252 951	Maschera facciale monouso Ambu mis. 00 neonatale con valvola di gonfiaggio
000 252 952	Maschera facciale monouso Ambu mis. 1 infante con valvola di gonfiaggio
000 252 953	Maschera facciale monouso Ambu mis. 2 per bambini con valvola di gonfiaggio
000 252 954	Maschera facciale monouso Ambu mis. 3 per adulti/bambini con valvola di gonfiaggio
000 252 955	Maschera facciale monouso Ambu mis. 4 media per adulti con valvola di gonfiaggio
000 252 956	Maschera facciale monouso Ambu mis. 5 grande per adulti con valvola di gonfiaggio



Maschere facciali monouso Ambu con valvola di gonfiaggio

Materiali

Prodotto	Privo di ftalati	Materiale
Cupola	Sì	Cloruro di polivinile
Cuffia	Sì	Cloruro di polivinile
Valvola di gonfiaggio	Sì	Policarbonato
Confezionamento	Quantità	Materiale
Busta	1	PP (polipropilene)
Scatola	20	Cartone



Maschere monouso Ambu collegate ad Ambu SPUR II

Misura

Tipo	Peso
Neonatale	9 g
Infante	14 g
Per bambini	25 g
Piccola per adulti/bambini	33 g
Media per adulti	47 g
Grande per adulti	49 g

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
 Centro Direzionale Colleoni
 Palazzo Andromeda 3
 20864 Agrate Brianza MB - IT
 T +39 039 657811
 F +39 039 6898177
 www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
 DK - 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 72 25 20 00
 F +45 72 25 20 50
 www.ambu.com