


Ambu® King Mask

Maschera facciale monouso per anestesia



Caratteristiche principali

Design leader sul mercato

- Il cuscino è flessibile e adesivo al tatto, per un'eccellente tenuta sul viso
- La parte superiore del cuscino è scanalata per una presa antiscivolo
- Cuffia anatomica per una tenuta ottimale con pressione minima
- Cupola flessibile
- Cupola trasparente per facilitare l'osservazione delle condizioni del paziente
- Priva di lattice
- Materiale privo di ftalati (DEHP)
- Compatibile RM
- Anello con codice colore per una facile identificazione*

Ambu® King Mask

Grazie al suo design innovativo e di alta qualità, Ambu King Mask è oggi la maschera per anestesia leader sul mercato. Ambu King Mask ha un cuscino sottile e adesivo, che migliora la capacità di stabilire una tenuta di ventilazione su diversi pazienti. Il design con bordi arrotondati assicura una presa ottimale e una maggiore comfort all'anatomia del paziente.

Ambu King Mask è in PVC e priva di ftalati per la sicurezza del paziente e dell'utilizzatore. Inoltre, le maschere facciali Ambu King Mask sono compatibili con la risonanza magnetica.

Ambu King Mask è disponibile anche in versione aromatizzata, alla profumazione Menta, Bubblegum, Fragola e Ciliegia. Le maschere Sweet Dreams™ emettono un aroma rilassante grazie agli oli naturali presenti nel cuscino della maschera. Questa caratteristica può avere un effetto calmante durante l'induzione dell'anestesia, soprattutto nei bambini¹.

Cinque aromi

- Non aromatizzata
- Menta
- Bubblegum
- Fragola
- Ciliegia

Sette taglie

- Mis. 1 Neonato
- Mis. 2 Infante
- Mis. 3 Bambino
- Mis. 4 Bambino / Piccolo Adulto
- Mis. 5 Medio Adulto
- Mis. 6 Grande Adulto
- Mis. 7RD XL Adulto (rotonda)

¹Carson KD et al. Quantitative assessment of patient preference for anaesthesia face mask. Irish Journal of Medical Science 1995;164 suppl. 14

*Non disponibile per i formati 1 e 2.

Ambu® King Mask

Maschera facciali monouso per anestesia

Maschera	Misura 1 Neonato	Misura 2 Infante	Misura 3 Bambino	Misura 4 Bambino / Piccolo adulto	Misura 5 Medio adulto	Misura 6 Grande adulto	Misura 7RD XL Adulto (Rotonda)
Packaging Codice Colore							
Originale (non aromatizzata)	1012	1022	1032	1045	1055	1065	1075
Menta	2012	2022	2032	2045	2055	2065	2075
Bubblegum		K1122	1132	1145			
Fragola		1222	1232	1245			
Ciliegia		1322	1332	1345			
Confezione mista		1423	1433	1443			

Codici che terminano con 2 = 20 pezzi per confezione • Codici che terminano con 5 = 50 pezzi per confezione.

Codici che terminano con 3 = 30 pezzi (10 BubbleGum, 10 Fragola, 10 Ciliegia).



Non aromatizzata



Menta



Fragola




Ciliegia



Bubblegum

Maschere Dimensioni



Materiale

Componente	Materiale
Cuscino	PVC (polivinilcloruro - senza DEHP)
Corona	Policarbonato
Anello a ganci	Policarbonato
Corpo Valvola	Policarbonato
Stelo della valvola	Gomma Silicone
Connettore valvola	PP Polipropilene

Peso e dimensioni del prodotto

Taglia	Peso	Dimensioni (mm)			
		a	b	c	d
1	15g	35	35	57	64
2	18.4g	36	49	63	78
3	32.4g	43	62	74	93
4	38.3g	53	75	85	108
5	50.6g	53	90	100	126
6	57.9g	50	90	110	135
7RD	51.3g	65	85	115	120

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
 Centro Direzionale Colleoni
 Palazzo Andromeda 3
 20864 Agrate Brianza MB - IT
 T +39 039 657811
 F +39 039 6898177
 www.ambu.it

