



Caratteristiche

- Progettato per garantire la posizione del tubo endotracheale l'inserimento nella trachea
- Composto da un'imbottitura di materiale espanso a cellule chiuse
- Elimina la necessità di avere del nastro
- Quick Connect Ratchet System
- Il cinturino regolabile privo di lattice è facile da applicare attorno alla testa
- Il blocco morso integrato aiuta a garantire le vie aeree integre
- Confezione da 20 pezzi per scatola
- Monopaziente
- Sicuro in risonanza
- Latex free
- Senza PVC
- CT Scan sicuro

Ambu® ET Tube Holder

Il fermatubo Ambu permette al soccorritore di applicarlo con una mano in pochi secondi. L' Ambu ET Tube Holder è facile da usare e può essere posizionato su pazienti che necessitano di un tubo da 3 millimetri a 9mm. Può essere utilizzato sia su adulti che su bambini.

MATERIALI

Cinghia blu	Silicone
Cinghia bianca	Velour
Induttore (giallo)	Polipropilene (PP)
Parte ferma tubo	PVC

MATERIALI DI CONFEZIONAMENTO


Confezione	Polietilene (PE)
Scatola	Cartone

INFORMAZIONI PER L'ORDINE CODICE

Ambu ET Tube Holder (cinghia blu a strappo di gomma)	320 264 040
Ambu ET Tube Holder (cinghia a velcro soffice bianca)	320 264 041

CONFEZIONAMENTO

Quantità/confezione	1
Quantità/scatola	20



Filiale

Ambu S.R.L
Via Paracelso, 18
Centro Direzionale Colleoni
20041 Agrate Brianza - Milano
Italia
Tel.: +39 039 657811
Fax: +39 039 6898177
www.ambu.it

Produttore

Ambu A/S
DK-2750 Ballerup
www.ambu.com

