

BlueSensor®

L'elettrodo più efficiente al mondo.

ECG DI BASE E BREVE MONITORAGGIO


BlueSensor **velocizza i tempi dell'esame diagnostico** grazie al contatto ottimale tra cute ed elettrodo che assicura una bassa impedenza e un ottimo segnale.

- **Trasmissione immediata del segnale elettrico grazie al gel liquido**
- **Connettore decentrato per ridurre al minimo gli artefatti da movimento**
- **Non necessita preparazione della pelle**

Prodotto Ambu® esente IVA

In riferimento all'articolo 124 del D.L. n. 34/2020.
Esenzione valida fino al 31 dicembre 2020.

Per saperne di più: italia@ambu.com



Ambu 
Ideas that work for life