

# Ambu® WhiteSensor CMM/1



## Caratteristiche principali

- Gel solido a elevata conduttività
- Ottima adesione, adatto per lunghi monitoraggi
- Materiale di supporto in tessuto morbido
- CND: Co20501
- RDM: 2262514
- Classe dispositivo: I - non sterile
- Dispositivo monouso

## Ambu® WhiteSensor CMM/1

Ambu WhiteSensor CMM/1 ha come caratteristiche principali il gel solido ad alta conduttività e un adesivo forte, ma delicato sulla cute, che assicurano un'ottima qualità di segnale durante il monitoraggio ECG a lungo termine.

Grazie al soffice supporto, l'elettrodo risulta facile da applicare e confortevole per il paziente durante tutto l'esame.



Gel solido



Supporto in tessuto

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

## Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni dell'elettrodo (mm)	50
Area totale (in mm <sup>2</sup> )	1963
Area adesiva (in mm <sup>2</sup> )	1660
Spessore escluso connettore/ cavo (in mm)	-
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/Cloruro di argento (Ag/AgCl)
Gel	Gel solido
Area del sensore (in mm <sup>2</sup> )	44
Area di misurazione coperta dal gel (in mm <sup>2</sup> )	201
Caratteristiche elettriche (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC - tipica	150 Ω
Voltaggio DC controbilanciato - tipico	1.0 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	15 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipica	0.3 mV/s
Instabilità e rumore interno	< 90 μV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	< 15 mV

Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo senza lattice di gomma naturale	Sì
Imballaggio senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	30 giorni
In busta chiusa	24 mesi*

\*dalla data di produzione

## Materials

Elettrodo	
Bio compatibile	Sì
Sensore	Argento/cloruro di argento (Ag/AgCl)
Supporto esterno	Non tessuto
Adesivo esterno	Acrilato
Connettore (bottoni)	Acciaio inossidabile
Foglio	PET-foil
Confezionamento	
Busta, parte interna	Polietilene (PE)
Busta, parte centrale	Alluminio (AL)
Busta, parte esterna	Poliestere/ Alluminio/ Polietilene
Scatole	Cartone

Confezionamento standard	
Quantità/foglio	1
Quantità/busta	30
Quantità/scatola	1200/7200
Ordine minimo	1200

Opzioni	
Connettori	S
Precauzioni	
Dispositivo monouso	

## Configurazioni disponibili\*

Quantità/busta	30
	Quantità per scatola interna/esterna
CMM/1-00-S/30	1200/7200

- Prodotto
- Lunghezza del cavo
- Connettore

\*Alcuni modelli non sono disponibili in tutti i paesi.

**Ambu S.r.l.**  
Via Paracelso, 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza (MB) - IT  
T +39 0396578100  
F +390396898177  
www.ambu.it

**Ambu A/S**  
Baltorpbakken 13  
DK - 2750 Ballerup  
Denmark  
Tel. +45 7225 2000  
Fax +45 7225 2053  
ambu.com

**CE** US: Rx only