

# Ambu® WhiteSensor WSP30

Elettrodo ECG - Monouso



## Caratteristiche principali

- Elettrodo di piccole/medie dimensioni per uso sia pediatrico che per adulti
- Gel solido a elevata conduttività e forte adesività per tracciati stabili e sicuri
- Comodo supporto in foam
- CND: Co20501
- RDM: 2262525
- Classe dispositivo: I - non sterile
- Dispositivo monouso

## Ambu® WhiteSensor WSP30

Ambu WhiteSensor WSP30 di piccole/medie dimensioni è dotato di gel solido a elevata conduttività unito a un'ottima adesività per garantire una buona qualità del segnale durante lunghi monitoraggi e monitoraggi ECG, sia in pazienti pediatrici che per adulti.

Grazie al materiale di rivestimento flessibile in foam e alla forma a goccia, l'elettrodo si adatta alla maggior parte dei pazienti, è semplice da usare e confortevole durante l'applicazione.

Durata di applicazione: 48 ore.



Gel solido



Supporto  
in foam

WhiteSensor

**Ambu**   
Ideas that work for life

# Specifiche



Temperatura di stoccaggio

Dimensioni	
Dimensioni elettrodo (L x L in mm)	35 x 30
Area adesiva (in mm²)	511
Altezza escluso il connettore/cavo (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro d'argento
Gel	Gel solido
Area del sensore (in mm²)	44
Area del gel/area di misurazione (in mm²)	201
Dati elettrici (ANSI/AAMI)	
Impedenza AC	≤ 150 Ω
Voltaggio DC controbilanciato	≤ 1,0 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione	≤ 15 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione	≤ 0,3 mV/s
Impedenza dopo SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Instabilità al rumore interno	≤ 90 µV
Tolleranza sulla corrente di Bias (oltre 8 ore)	≤ 15 mV
Ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Confezione senza PVC	Sì
Raggi X e MRI	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata di conservazione	
Buste aperte	1 mese
Buste chiuse	24 mesi*

\*dalla data di produzione

## Materiali

Elettrodo		Confezione standard	
Biocompatibile	Sì	Quantità/busta	50
Sensore	Argento/cloruro d'argento (Ag/AgCl)	Quantità/scatola	600/7200
Supporto esterno	Foam in polietilene (migliorata)	Ordine minimo	600/7200
Adesivo esterno	Poliacrilato	Opzioni	
Connettore	Bottone in acciaio inossidabile		
Foglio	PET	Connettori	
Confezione		S	
Busta	Poliestere / Alluminio / Polietilene	Precauzione	
Scatola interna ed esterna	Scatola di cartone ondulato	Dispositivo monouso	

## Configurazioni disponibili

Codice	Unità/foglio	Unità/busta	Unità/scatola interna	Unità/scatola esterna
WSP30-00-S/50	5	50	600	7200

### Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20  
Centro Direzionale Colleoni  
Palazzo Andromeda 3  
20864 Agrate Brianza MB  
Italia  
Tel. +39 039 6578100  
Fax +39 039 6898177  
www.ambu.com

WSP30-00-S

- Codice
- Lunghezza cavo
- Connettore

CE USA: Rx only