

# Ambu® WhiteSensor WS

Elettrodo ECG - Monouso



## Caratteristiche principali

- Gel solido altamente conduttivo
- Forte adesività
- Comodo supporto in foam
- CND: C020501
- RDM: 2262263
- Classe dispositivo: I - non sterile
- Dispositivo monouso

L'elettrodo Ambu WhiteSensor WS è caratterizzato da un gel solido altamente conduttivo a forte adesione per assicurare la buona qualità del segnale durante applicazioni di monitoraggio ECG di breve durata.

Grazie alla flessibilità del materiale di supporto in foam, l'elettrodo assicura la facilità d'uso e il comfort durante l'applicazione.



Gel solido



Supporto in foam

WhiteSensor

**Ambu**  
Ideas that work for life

## Specifiche

Dimensioni	
Dimensioni dell'elettrodo (L x H in mm)	36 x 40
Dimensioni della zona di contatto con la pelle (L x H in mm)	36 x 40
Zona adesiva (in mm <sup>2</sup> )	857
Spessore escluso connettore/filo (in mm)	1
Sensore	
Materiale del sensore	Argento/cloruro d'argento
Gel	Solido
Superficie del sensore (in mm <sup>2</sup> )	79
Superficie di misurazione coperta dal gel (in mm <sup>2</sup> )	201
Caratteristiche Elettriche (Ansi/aami)	
Impedenza AC - tipico	150 Ω
Tensione di offset DC - tipico	1 mV
Ristabilimento del sovraccarico dopo defibrillazione - tipico	12 mV
Velocità di variazione del potenziale di polarizzazione - tipico	0,3 mV/s
Instabilità e rumore interno	<9 μV
Tolleranza alla corrente interna (oltre 8 ore)	<5 mV
Valutazioni per l'ambiente	
Elettrodo senza PVC	Sì
Elettrodo non realizzato in lattice di gomma naturale	Sì
Confezionamento senza PVC	Sì
Raggi X e Risonanza Magnetica	
Radiotrasparente	No
Compatibilità RM condizionata	No
Durata	
In busta aperta	1 mese
In busta chiusa*	30 mesi



Temperatura di stoccaggio

\* dalla data di produzione

## Materiali

Elettrodo	
Biocompatibile	Sì
Sensore	Argento/cloruro d'argento (Ag/AgCl)
Supporto esterno	Foam in polietilene (PE)
Adesivo esterno	Poliacrilato
Connettore (clip a bottone)	Acciaio inox
Blister	Pellicola di poliestere siliconata
Confezionamento	
Parte esterna	Poliestere
Parte centrale	Alluminio
Parte interna	Polietilene
Scatola interna ed esterna	Cartone ondulato

Confezione Standard	
Quantità/busta	50
Quantità/scatola	600/7200
Ordine minimo	600/7200
Precauzione	
Dispositivo monouso	
Opzioni	
Connettori	S

## Modelli Disponibili

Codici	Unità	Unità/Busta	Unità/Scatola	Unità/Cartone
WS-00-S/50	1	50	600	7200

■ CODICE PRODOTTO  
■ LUNGHEZZA CAVETTO (CM)  
■ CONNETTORE

### Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20  
 Centro Direzionale Colleoni  
 Palazzo Andromeda 3  
 20864 Agrate Brianza MB - IT  
 T +39 039 6578100  
 F +39 039 6898177  
 www.ambu.it

### Ambu A/S

Baltorpbakken 13  
 DK - 2750 Ballerup  
 Denmark  
 T +45 72 25 20 00  
 F +45 72 25 20 50  
 www.ambu.com

CE USA: Rx only