

# Ambu® aBox™ 2

L'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini Ambu® aBox™ 2 con monitor touchscreen integrato ha un design funzionale e può essere facilmente collegato a monitor esterni.



## IMMAGINE DI LIVELLO SUPERIORE

La combinazione del chip ad alta risoluzione della videocamera in aScope 5 Broncho e dell'unità di visualizzazione ed elaborazione di immagini full HD Ambu fornisce un'immagine superiore.

## MAGGIORE VISIBILITÀ

L'algoritmo di ottimizzazione **Advanced Red Contrast (ARC)** di Ambu ha lo scopo di migliorare la visibilità delle tonalità di rosso nell'immagine senza alterare l'aspetto naturale.

## DESIGN INTUITIVO, IMMAGINE DI LIVELLO SUPERIORE

-  Monitor LCD con risoluzione Full HD da 12,8" touchscreen
-  Video e immagini possono essere esportati via USB o direttamente sul PACS via LAN o Wi-Fi
-  Design compatto e flessibile
-  Ottimizzazione continua dell'immagine
-  Connessione al sistema PACS tramite lo standard DICOM mediante Wi-Fi/LAN, per un accesso facile alla cartella elettronica del paziente
-  Collegamento a monitor esterni per immagini live di alta qualità



### Worklist

Possibilità di importare una lista di lavoro



### Plug and play

Immagine live in pochi secondi dal collegamento