

SCHEMA TECNICA

Una scelta eccellente per l'endoscopia e laringoscopia flessibile nasale e la valutazione della deglutizione.

Il videoendoscopio monouso aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim è progettato con un diametro esterno di 3,0 mm per ridurre al minimo il fastidio nel paziente durante le procedure. Offre immagini di alta qualità, è sempre disponibile e non richiede riparazioni e procedure di pulizia.

L'eccellente qualità di immagini aiuta a eseguire le procedure con sicurezza

La combinazione dell'elevata qualità delle immagini dell'aScope 4 RhinoLaryngo Slim con il monitor full-HD Ambu aView 2 Advance offre immagini eccellenti. Il sistema fornisce immagini chiare e nitide, che facilitano l'identificazione delle strutture anatomiche.

L'efficienza del monouso ottimizza il flusso di lavoro

Che si tratti di un consulto o di un ambulatorio, il tempo è sempre fondamentale. aScope 4 RhinoLaryngo è sempre disponibile e facile da trasportare per ottimizzare l'intero flusso di lavoro.

Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim



CARATTERISTICHE TECNICHE

Immagini di alta qualità sul monitor full-HD Ambu aView 2 Advance

È una soluzione sempre disponibile che supporta l'aumento di pazienti da trattare.

Migliora il flusso di lavoro senza problemi di pulizia e riparazione

Ampia gamma di opzioni per la connettività

Un endoscopio sempre nuovo con la stessa qualità ad ogni intervento

CND: Z12021006
RDM: 2259315

Ambu FOREVER
FORWARD

SPECIFICHE TECNICHE

Sistema Ottico

Campo visivo	85°
Direzione visiva	0° (visuale in avanti)
Profondità di campo	6 - 50 mm
Metodo di illuminazione	LED

Parte di inserzione

Sezione curvabile	130° verso l'alto, 130° verso il basso
Diametro della sonda di inserimento	3.0 mm (0.12")
Diametro della punta distale	3.5 mm (0.14")
Massimo diametro della parte di inserzione	3.5 mm (0.14")
Lunghezza utile	300 mm (11.8")

Ambiente di funzionamento, stoccaggio e trasporto

Temperatura - trasporto	10 - 40° C (50 to 104° F)
Temperatura - ambiente di funzionamento	10 - 40° C (50 to 104° F)
Temperatura- stoccaggio	10 - 25° C (50 to 77° F)
Umidità relativa	30 - 85%
Pressione atmosferica	80 - 109 kPa

Sterilizzazione

Metodo di sterilizzazione	ETO
---------------------------	-----

SPECIFICHE PER L'ORDINE*

Codice articolo	Quantità
510001000 - aScope 4 RhinoLaryngo Slim	5

* aScope 4 RhinoLaryngo Slim non è disponibile per la vendita in tutti i Paesi. Contattare il rappresentante Ambu di zona.



Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim
e Ambu® aView™ 2 Advance



aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim è
sempre comodo da tenere in mano
grazie al suo design leggero ed
ergonomico.

Ambu FOREVER
FORWARD

■ Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
ambu.com

CE 2797