

King Breathing Bags

palloni per anestesia



Caratteristiche principali

Confortevole

- Design sottile ma resistente
- Cinque formati standard: il pallone giusto per ogni paziente
- Il pallone per anestesia Contour con profilo a clessidra riduce l'affaticamento della mano

Impugnatura agevolata

- Le tre pieghe del design permettono una migliore conformazione

Affidabile

- La superficie sottile e resistente offre massima sensibilità al medico per poter valutare l'attività polmonare del paziente
- Il pallone per anestesia Contour con profilo a clessidra permette di erogare con efficienza il volume richiesto

Dati

- CND: R03020101
- RDM (formato 1/2 litro): 187661
- RDM (formato 1 litro): 187536
- RDM (formato 2 litri): 187653
- RDM (formato 3 litri): 1321095
- RDM (contour 2 litri): 1049589
- Classe dispositivo: IIa - non sterile
- Dispositivo monouso

King Breathing Bags

I palloni King Breathing Bags comprendono una gamma completa di palloni privi di lattice in formato da 0,5 l, 1,0 l, 2,0 l e 3,0 l con diversi tipi di connettori a norma ISO. Sono inoltre disponibili palloni per anestesia colorati Rainbow per neonati

e bambini. Oltre ai palloni per anestesia per uso pediatrico, i palloni per anestesia Contour® con profilo a clessidra offrono una conformabilità e manipolazione più efficaci.

KingBreathing Bags

palloni per anestesia

Formato da 1/2 litro

Descrizione	Codice prodotto
OPKS* Rosso	R2510
OPKS Giallo	Y2510
OPKS Blu	B2510
OPKS Rosa	K2510
OPKS Viola	P2510
OPKS Confezione mista	V2510
Verde	20905

Formato da 2 litri

Descrizione	Codice prodotto
OPKS Rosso	R10902
OPKS Giallo	Y10902
OPKS Blu	B10902
OPKS Rosa	K10902
OPKS Viola	P10902
OPKS Confezione mista	V10902
Verde	20902



Rainbow Breathing Bags®

*OPKS è l'abbreviazione di Operation: Kid Stuff®. I palloni Rainbow Breathing Bags fanno parte della linea di prodotti Operation: Kids Stuff. Tutti i palloni per anestesia sono forniti in confezioni da 30 pezzi. Tutti i palloni per anestesia sono privi di lattice.

Formato da 1 litro

Descrizione	Codice prodotto
OPKS Rosso	R10901
OPKS Giallo	Y10901
OPKS Blu	B10901
OPKS Rosa	K10901
OPKS Viola	P10901
OPKS Confezione mista	V10901
Verde	20901

Formato da 3 litri

Descrizione	Codice prodotto
Verde	20903

Contour®

Descrizione	Codice prodotto
Contour, Verde, 2 l	30902Z

Materiali

Componente	Materiale
Pallone	Neoprene
Boccola	TPO (POE)
Nastro	Nastro in vinile (PVC con DEHP)

Peso del prodotto

Formato	Peso
1/2 l	18,4 g
1 l	25,2 g
2 l	37,6 g
3 l	56,5 g

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 6578100
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

