

SCHEMA TECNICA

La maschera facciale in silicone Ambu® è progettata per l'uso con rianimatori manuali e automatici, circuiti per anestesia e ventilatori.

Le maschere facciali in silicone Ambu® sono dotate di una cuffia flessibile realizzata al 100% in silicone che permette di stabilire una tenuta ermetica ma confortevole. La cuffia è autogonfiabile e la pressione all'interno della cuffia può essere regolata (tranne per la taglia 0A). Una cupola trasparente consente il controllo visivo delle condizioni del paziente e un poggiapolso integrato supporta la posizione della mano durante la ventilazione.

Le maschere facciali in silicone Ambu® possono essere riprocessate fino a 30 volte e sono adatte per la pulizia e la sterilizzazione sia manuale che automatizzata. Possono essere sterilizzate in autoclave a una temperatura di 134 °C (tranne il formato 0A). La cuffia flessibile è rimovibile per facilitare una pulizia accurata.

Ambu® Maschera Facciale in Silicone



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Adatte per il reprocessing fino a 30 volte

Sicure per utilizzo in RM

Cupola trasparente per il controllo visivo di emorragie, vomito e respirazione spontanea

Poggiapollice per supportare il posizionamento della mano per una tenuta facile ed ermetica

Design e consistenza confortevoli

Cuscino flessibile realizzato al 100% in silicone, anch'esso rimovibile per consentire una pulizia completa

Adatte per la sterilizzazione in autoclave a una temperatura di 134 °C/ 273,2 °F (tranne la taglia 0A)

Disponibili in 6 misure

CND: R03010101

RDM: 2346757/R

Dispositivo di classe IIa - non sterile

Ambu

SPECIFICHE ORDINE

Ref.	Misure
000 313 000	Ambu® Maschera Facciale in Silicone mis. 0A
000 315 000	Ambu® SMaschera Facciale in Silicone mis. 0
000 316 000	Ambu® Maschera Facciale in Silicone mis. 2
000 312 000	Ambu® Maschera Facciale in Silicone mis. 3/4
000 317 000	Ambu® Maschera Facciale in Silicone mis. 5
000 319 000	Ambu® Maschera Facciale in Silicone mis. 6

MATERIALI

Prodotto	Materiale
Cuffia	Gomma siliconica
Cuffia 0A	Gomma siliconica con imbottitura in schiuma
Cupola	Polisulfone
Connettore	Gomma siliconica

DIMENSIONI

Misura	Peso
0A	28 g
0 w.boring	39 g
0	38 g
2	63 g
3/4	78 g
4	80 g
5	105 g
6	105 g



Maschera facciale in silicone Ambu® collegata al pallone Ambu® Mark IV.



Maschera facciale in silicone Ambu® collegata ai palloni in silicone Ambu® Oval Plus.

Ambu

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com

Ambu S.r.l.
Via Paracelso, 20
20864 Agrate B.za
Italia
T 039 6578 100
ambu.it

CE₂₇₉₇ US: Rx only