

# Ambu® ResCue Mask



## Caratteristiche principali

- Ambu® ResCue Mask è trasparente per consentire il controllo visivo della condizione del paziente
- Fascetta di fissaggio al capo per un posizionamento sicuro
- Idonea per uso su pazienti adulti e pediatrici
- L'utilizzo di materiali resistenti ne garantiscono una lunga durata. Il prodotto risulta facile da pulire.
- Disponibile in custodia morbida
- Materiale privo di ftalati (DEHP) e lattice
- CND: R03010199
- RDM: 65841/R
- Classe dispositivo: I - non sterile

## Ambu® ResCue Mask

Ambu® ResCue Mask è destinata alla ventilazione da bocca a maschera.

Poiché crea una barriera fisica tra il personale di emergenza e il paziente, la maschera Ambu ResCue Mask è utilizzata per somministrare ventilazione di emergenza protetta a tutti i pazienti (di qualunque gruppo di età) e può essere usata anche come resuscitatore.

Ambu® ResCue Mask contribuisce a proteggere il personale che opera in situazioni di emergenza. Evita il contatto diretto con la bocca, il naso e il viso del paziente e contribuisce a superare l'esitazione iniziale all'avvio della rianimazione.

## Specifiche

<b>Prodotto</b>	
Misura	
Dimensioni	138 mm x 113 mm x 50 mm
Peso	Circa 110 g
<b>Materiali</b>	
Maschera	Cloruro di polivinile
Custodia morbida	Poliuretano, etilene vinile acetato e microtessuto

## Specifiche per l'ordinazione

<b>Codice articolo</b>	<b>Ambu® ResCue Mask</b>
252 301 004	Ambu® ResCue Mask - Maschera per adulti con ingresso ossigeno, fascetta elastica per il capo e valvola a una via con filtro antibatterico. Fornita in custodia morbida rossa.
252 301 104	Ambu® ResCue Mask - Maschera per adulti senza ingresso ossigeno, fascetta elastica per il capo e valvola a una via con filtro antibatterico. Fornita in custodia morbida rossa.

\*Ambu® ResCue Mask con ingresso ossigeno è disponibile negli USA solo su ricetta medica