

Ambu® Baby

Il manichino neonatale realistico



Caratteristiche

- Sistema igienico brevettato
- La vie aeree sono aperte solo quando la testa è iperestesa
- Possibilità di ostruzione delle vie aeree
- Il manichino Ambu Baby è la rappresentazione reale di un bambino di età inferiore ad un anno
- CND: Vo6
- RDM: 69745/R
- Materiale privo di lattice di gomma naturale



The Idea: Creare un manichino realistico per addestramento

Ambu Baby corrisponde ad un bambino di età inferiore ad un anno. È il membro più giovane della gamma di manichini Ambu. Insegnare bls con questo manichino rappresenta un'esperienza il più simile possibile alla vita reale.



Our work: La via più facile per la simulazione dell'emergenza

Come tutti i manichini per bls Ambu, il Baby presenta il brevettato sistema igienico Ambu che elimina ogni rischio di contaminazione crociata. Ogni allievo riceve un pezzo facciale ed un sacchetto per la testa personale per il training. Alla fine del training i pezzi vengono sostituiti: addestramento sicuro al 100%.



Everyone's life: Assicurare che l'allievo abbia la miglior cura del paziente

Come nella vita reale le vie aeree si aprono solo quando la testa è iperestesa. Inoltre, l'istruttore può simulare l'ostruzione delle vie aeree grazie ad un'interruttore a scivolamento, il manichino Ambu Baby permette anche di visualizzare il polso brachiale e la ventilazione dello stomaco.

Specifiche

DIMENSIONI	
Lunghezza	15.75 in. (40 cm.)
Peso	5.51 lbs. (2.5 kg.)

Specifiche d'ordine

ITEM NO.	DESCRIZIONE
256 001 000	Ambu® CPR Baby Manikin (include 5 pezzi facciali e 100 sacchetti igienici)
256 000 702	Sacchetti igienici Baby, 100/set
256 000 703	Pezzi facciali Baby, 5/set

Filiale
Ambu S.R.L.
Via Paracelso, 18
Centro Direzionale Colleoni
20864 Agrate Brianza - Milano
Italia

Tel.: +39 039 657811
Fax: +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu
Ideas that work for life