




Ambu aScope™ 4 RhinoLaryngo Slim e Intervention

**La soluzione portatile,
100% sterile e pronta all'uso**

Videorinolaringoscopio flessibile monouso Ambu® aScope™ 4 RhinoLaryngo

Slim^{3,0} per procedure diagnostiche



Monitor Ambu® aView™



Intervention^{5,0/2,2} per procedure operative



Destinazioni d'uso

Rinolaringoscopia

Rimozione corpi estranei e campionamento

Ispezione delle vie aeree superiori



- Monitor portatile touch screen
- Funzionante in pochi secondi
- Facile trasferimento di file mediante USB
- Durata minima della batteria 3 ore
- Estensione dell'immagine
- Funzione Video-Out
- Installazione a tavolo o tramite staffa
- Modalità registrazione foto e video
- Creazione di cartelle utente protette



100% pronto all'uso
Maggiore produttività

Situazioni di emergenza

Indisponibilità temporanea di endoscopi pluriuso

Attività di consulenza fuori reparto

Picco o inaspettato carico di lavoro



100% sterile
Maggiore sicurezza

Pazienti defedati e/o infetti

Chirurgia Maxillo-Facciale

Medicina d'Urgenza

Specifiche per l'ordine

Ref. articolo	Descrizione	Caratteristiche	Confezione
512 001 000	aScope 4 RhinoLaryngo Intervention	Lunghezza utile: 350 mm Diametro esterno: 5,0 mm Canale operativo: 2,2 mm Angolo di curvatura: 130°/130°	Scatola 5 pz.
510 001 000	aScope 4 RhinoLaryngo Slim	Lunghezza utile: 300 mm Diametro esterno: 3,0 mm Angolo di curvatura: 130°/130°	Scatola 5 pz.
405 002 000	Monitor aView	Monitor touch screen LCD TFT Dimensioni: 8,5 pollici	1
Custodia aView	Custodia rigida anti-urto aView	Acquistabile separatamente	1

Approfitta di Ambu For You!

Insieme per la formazione

Obiettivo	A chi è rivolto	Modalità
Divulgare le conoscenze teoriche e tecniche dei device Ambu e ampliare il livello di autonomia e sicurezza nell'uso dei dispositivi	Al personale che già utilizza i nostri dispositivi e agli operatori interessati a conoscere tutte le soluzioni Ambu	<ul style="list-style-type: none"> Hospital Meeting Training personalizzato

Come organizzarlo

È facile e veloce. Tramite il nostro **responsabile di zona**, oppure contattando **marketingitalia@ambu.com** o scansionando il **QR Code**.



Nota bene

Ricordiamo che la nostra presenza è solo e unicamente indirizzata alla spiegazione dei nostri dispositivi. La decisione di utilizzarli o meno è sempre a discrezione del medico, responsabile del paziente; il personale Ambu può solo illustrare le peculiarità dei presidi senza interagire in alcun modo con il paziente. Ambu For You non è un corso con crediti ECM.

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20 - Centro Direzionale Colleoni • Agrate Brianza (MB) • Italia
Per maggiori informazioni: **www.ambu.it** • **italia@ambu.com** • **Tel.: 039 6578100**