

Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff



Caratteristiche principali

- Trasparente per il controllo visivo di emorragie, vomito e respirazione spontanea
- Disponibile in 8 dimensioni diversificate per colore per una facile identificazione
- Flange morbide preformate per un adattamento comodo per adulti e per bambini
- Per i pazienti più piccoli; misura o, di forma rotonda e flessibile studiata per i neonati prematuri
- Le maschere sono prive di ftalati, prive di PVC e non sono realizzate con lattice di gomma naturale
- CND: R03010101
- RDM: 1764292
- Classe dispositivo: IIa - non sterile
- Dispositivo monouso

Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff

Le maschere facciali monouso Ambu® Open Cuff sono pensate per l'uso con rianimatori e ventilatori manuali e automatici. Dotate di cupole trasparenti per il controllo visivo di emorragie, vomito e respirazione spontanea.

Le maschere sono realizzate con flange morbide e preformate per una vestibilità confortevole per adulti e per bambini. La misura o si contraddistingue per una forma rotonda e flessibile studiata per i neonati prematuri. Le maschere sono prive di ftalati, prive di PVC e non sono realizzate con lattice di gomma naturale.

Specifiche per l'ordine

Codice articolo	Tipo	Quantità per scatola
○ 306 0000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 0 Prematuro	20
● 306 1000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 1 Neonato	20
● 306 2000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 2 Bebè	20
● 306 3000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 3 Bambino	50
● 306 4000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 4 Adulto piccola	50
● 306 5000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 5 Adulto media	50
● 306 6000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 6 Adulto grande	50
● 306 7000 00	Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misura 7 Adulto extra large	20



Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff

Materiali

Prodotto	Materiale
Flangia	TPE
Cupola	Polipropilene
Prematuro misura 0	Silicone



Maschera facciale monouso Ambu® Open Cuff misure 3, 4, 5, 6

Misura


Tipo	Peso
0 Prematuro	8,5 g
1 Neonati	7,1 g
2 Neonati	8,9 g
3 Pediatrici	15,1 g
4 Piccola per adulti	18,5 g
5 Media per adulti	21,6 g
6 Grande per adulti	25 g
7 Extra large per adulti	27,8 g



Maschere facciali monouso Ambu® Open Cuff misura 0, di forma rotonda e flessibile per neonati prematuri



Maschere facciali monouso Ambu® Open Cuff misure 0-7



Temperatura di stoccaggio

Distribuito da:

Ambu S.r.l.

Via Paracelso, 20 Centro Direzionale Colleoni,
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB
Italia
Tel. +39 039 6578100
Fax +39 039 6898177
www.ambu.it

Prodotto da:

Ningbo Shengyurul Medical Appliances Co., Ltd.

No.138 Binhaisi Rd.,
Hangzhou Bay New Zone
315336 Ningbo City,
Zhejiang Province, Cina

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com



USA: Rx only