

Ambu® Aura40



Caratteristiche principali

- Realizzata in una forma anatomicamente corretta per un facile inserimento atraumatico
- La punta rinforzata resiste alla piegatura durante l'inserimento e sigilla lo sfintere esofageo superiore
- La cuffia e il tubo delle vie aeree sono costruiti in un pezzo unico, non c'è assemblaggio per una maggiore sicurezza
- Cuffia extrasottile per una migliore tenuta e la minor pressione possibile della mucosa
- Autoclavabile fino a 40 volte
- Il palloncino pilota a codice colore indica la misura e fornisce un'indicazione tattile del gonfiaggio della cuffia
- Forma ergonomica per una presa sicura durante l'inserimento
- Marker di profondità
- Priva di lattice di gomma naturale
- CND: 01020101
- RDM: 63829/R
- Classe dispositivo: IIa - non sterile
- Dispositivo riutilizzabile fino a 40 volte

Ambu® Aura40

Ambu Aura40™ è una maschera laringea riutilizzabile per uso quotidiano. È dotata di una speciale curva anatomica che riproduce fedelmente la naturale anatomia umana. Questa curva è modellata direttamente dentro il tubo in modo da consentire e facilitare un'inserzione veloce e corretta senza abrasioni delle vie aeree superiori.

La sua curva unica assicura che la testa del paziente rimanga in una posizione naturale quando la maschera viene inserita, senza causare ulteriore stress alla mandibola superiore.

Inoltre, lo speciale design di Aura40™ è stato studiato appositamente per dare al tubo di ventilazione la flessibilità necessaria per adattarsi a ogni variazione anatomica individuale e alle varie posizioni della testa.

Un'altra caratteristica della Aura40 è la punta rinforzata, che impedisce che la punta si pieghi durante l'inserimento, evitando quindi un posizionamento scorretto e un possibile trauma alle vie aeree. Il posizionamento è rapido e accurato, in ogni situazione.

Specifiche Tecniche

	Infante		Pediatria			Adulto			
Misura maschera	#1	#1½	#2	#2½	#3	#4	#5	#6	
Colore pallone pilota	●	●	●	●	●	●	●	●	
Peso del paziente	< 5 kg	5-10 kg	10-20 kg	20-30 kg	30-50 kg	50-70 kg	70-100 kg	>100 kg	
Volume insufflazione massimo della cuffia	4 ml	7 ml	10 ml	14 ml	20 ml	30 ml	40 ml	50 ml	
Pressione intra-cuffia massima	60 cm H ₂ O								
Connessione vie aeree	15 mm maschio (ISO 5356-1)								
Min. I.D. Tubo	5.2 mm	7.3 mm	8.6 mm	8.5 mm	8.5 mm	9.6 mm	10.6 mm	11.3 mm	
Max. O.D. Tubo	10.5 mm	13 mm	15 mm	17.5 mm	17.5 mm	20 mm	22.5 mm	25 mm	
Valvola di inflazione	Luer cone (ISO 594-1)								
Peso	13.5 g	18.3 g	24.6 g	33.9 g	38.3 g	53.2 g	73.0 g	90.5 g	
Volume interno della via di ventilazione	5.5 ml	8 ml	11 ml	15 ml	16 ml	21 ml	30 ml	36 ml	
Perdita di pressione	< 1.2 cm H ₂ O at 15 l/min	< 0.8 cm H ₂ O at 15 l/min	< 1.0 cm H ₂ O at 30 l/min	< 0.8 cm H ₂ O at 30 l/min	< 2.0 cm H ₂ O at 60 l/min	< 1.2 cm H ₂ O at 60 l/min	< 0.8 cm H ₂ O at 60 l/min	< 0.5 cm H ₂ O at 60 l/min	
Spazio min. interdentale	15 mm	17 mm	19 mm	21 mm	25 mm	29 mm	31 mm	33 mm	
Via interna	10.3 cm	12.0 cm	13.8 cm	15.9 cm	15.9 cm	17.8 cm	20.0 cm	22.0 cm	



Curva anatomica



Punta rinforzata



Assemblata in un unico stampo

Materiali

Prodotto	Materiale
Tubo/Cuffia	Silicone
Connessione vie aeree	Polisolfone
Pallone Pilota	Silicone
Adattatore valvola inflazione	Poliestere
Parte centrale valvola inflazione	Poliestere
Corpo valvola inflazione	Polipropilene (PP)
Protezione valvola inflazione	Polipropilene (PP)
Sede valvola inflazione	Nitrile
Molla valvola inflazione	Acciaio Inossidabile
Imballaggio	
Busta	Tyvek®/PA/Polietilene (PE) Tereftalato (PET)/ Polietilene (PE)
Scatola	Cartone
Ambiente	
Priva di PVC	Sì
Priva di DEHP	Sì

Codici ordine

Codice articolo	Misura	Tipo
326 100 000	1	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 150 000	1 1/2	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 200 000	2	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 250 000	2 1/2	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 300 000	3	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 400 000	4	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 500 000	5	Maschera Laringea Monouso - Intubabile
326 600 000	6	Maschera Laringea Monouso - Intubabile

Temperatura di stoccaggio: 10°C - 25°C

Ambu S.r.l.

Via Parcelso, 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
T +39 039 6578100
F +39 039 6898177
www.ambu.it

Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

