

SCHEDE TECNICHE

VivaSight EBB è un bloccatore endobronchiale monouso per la ventilazione monopolmonare (OLV).

Per la guida e il posizionamento visivi, VivaSight EBB può essere utilizzato con il tubo a lumen singolo VivaSight 2 SLT con videocamera integrata.

Ventilazione monopolmonare semplificata

La punta distale angolata di VivaSight EBB può essere regolata per facilitare l'accesso ai bronchi. Se utilizzato con VivaSight 2 SLT fornisce una visualizzazione continua del tubo e del bloccatore endobronchiale durante l'intera procedura.


Per la ventilazione monopolmonare, il portfolio di visualizzazione Ambu comprende anche Ambu® VivaSight™ 2 DLT, un tubo a doppio lumen con videocamera integrata, VivaSight 2 SLT, un tubo a lumen singolo con videocamera integrata, e il broncoscopio monouso Ambu® aScope™ 4 Broncho Slim.

Quando si utilizza il bloccatore endobronchiale VivaSight con VivaSight 2 SLT, i dispositivi possono essere collegati al monitor Ambu® aView™ 2 Advance, il monitor Full-HD di Ambu per imaging di alta qualità e per poter usufruire della visualizzazione doppia/Dual View.

In alternativa, VivaSight 2 SLT può essere collegato anche al monitor Ambu® aView™.

Ambu® VivaSight™ EBB

Tubo di bloccaggio endobronchiale



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibile con Ambu® VivaSight™ 2 SLT per una soluzione completa nella gestione delle vie aeree

Ambu


SPECIFICHE

Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube	Misura	Lunghezza (±5 mm)
412900000	9 Fr	695 mm

Generale: VivaSight Endobronchial Blocker Tube presenta una cuffia in silicone blu
Uso: dispositivo monouso. Sterile (ETO) se la confezione non è aperta o danneggiata
Confezione: confezionato singolarmente
Stoccaggio: conservare in un luogo fresco, asciutto e al riparo dalla luce
Durata a magazzino: 60 mesi
 Il prodotto non è realizzato con ftalati

SPECIFICHE PER L'ORDINAZIONE

Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube	Codice prodotto	Codice prodotto
Ambu® VivaSight™ Endobronchial Blocker Tube	412900000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit	Codice prodotto	Codice prodotto
Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit - 7.0 mm (con cavo adattatore)	412701000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit - 7.5 mm (con cavo adattatore)	412751000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT Kit - 8.0 mm (con cavo adattatore)	412801000	5
VivaSight-SL con VivaSight-EB Pack 9 Fr	Codice prodotto	Codice prodotto
Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 7.0 mm, 9Fr (con cavo adattatore)	412709000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 7.5 mm, 9Fr (con cavo adattatore)	412759000	5
Ambu® VivaSight™ 2 SLT + EBB Kit - 8.0 mm, 9Fr (con cavo adattatore)	412809000	5
Monitor	Codice prodotto	Codice prodotto
Ambu® aView™ 2 Advance Monitor	405011000	1
Ambu® aView™ Monitor	405002000	1



Ambu® VivaSight™ EBB utilizzato con Ambu® VivaSight™ 2 SLT e il monitor aView 2 Advance

Ambu

Ambu® VivaSight™ EBB è prodotto da:
 Well Lead Medical Co., Ltd.
 C-4 Jinhu Industrial Estate
 Hualong, 511434 Panyu,
 Guangzhou
 People's Republic of China

Importatore UE:
 Ambu A/S
 Baltorpbakken 13
 2750 Ballerup
 Denmark
 T +45 7225 2000
 ambu.com

CE 0123

CE 2797