

Ambu® Neuroline Elettrodo a spirale



Caratteristiche principali

- Elettrodo a vite in acciaio inossidabile
- Comoda impugnatura per facilitare l'applicazione
- Lunghezza cavetto: 120 cm, 200 cm, 250 cm; in PVC anti-aggrovigliamento
- Connettori touch proof da 1,5 mm
- Confezione sterile singola
- Cavi-conduttori di 6 colori, facili da identificare
- Ideale per monitoraggio intraoperatorio, EEG e PE
- CND: N010101
- RDM: 387965
- Classe dispositivo: IIa - sterile
- Dispositivo monouso

Ambu® Neuroline Elettrodo a spirale

Il design a spirale, di concezione originale, è progettato per mantenere in posizione l'elettrodo per il monitoraggio EEG o PE durante l'intervento chirurgico. È semplice da applicare e assicura un segnale di elevata qualità. Confezione di 24 elettrodi monouso, con 6 diversi colori del cavo (rosso, nero, blu, giallo, bianco e verde).

Specifiche

Valutazione per l'ambiente	
Elettrodo senza PVC	No
Elettrodo senza lattice	Sì
Conduttore senza PVC	No
Conduttore senza lattice	Sì
Confezione senza PVC	Sì



Materiali

Elettrodo a spirale	
Ago	0,60 mm (23 gauge), acciaio inossidabile
Impugnatura in plastica	PVC
Cavo conduttore	1,2 m (47 pollici), 2,0 m (79 pollici) 2,5 m (98 pollici), rame stagnato, PVC
Connettore	Connettore DIN 42802, PVC
Metodo di sterilizzazione	EO (ossido di etilene)
Confezione	
Busta, parte trasparente	Poliestere (PET)
Busta, parte centrale	Polipropilene (PP)
Busta, parte cartacea	Carta
Scatola	Cartone



Temperatura di stoccaggio

Informazioni per l'ordine

Codice articolo	Lunghezza cavo		Colore	Durata di conservazione in mesi (busta sigillata)	Confezionamento		
	cm	pollici			busta	scatola	cartone
74715-60/24	120	47"	6 diversi	36	1	24	576
74720-60/24	200	79"	6 diversi	36	1	24	576
74725-60/24	250	98"	6 diversi	36	1	24	576

Prodotto da:
Technomed Europe
Amerikalaan 71
6199 AE Maastricht-Airport
The Netherlands

Distribuito da:
Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK - 2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
www.ambu.com

Distribuito da:
Ambu S.r.l.
Via Paracelso 20
Centro Direzionale Colleoni
Palazzo Andromeda 3
20864 Agrate Brianza MB - IT
Tel.: +39 039 6578100
Fax.: +39 039 6898177
www.ambu.it